

マスクを備える、 ということ。

長期備蓄用 ピタッと圧縮マスク 1パック7枚入り

安心の5年間品質保証

真空圧縮で長期保存が可能に



使い捨てマスクは時間の経過に伴い劣化が進むことをご存じですか？

"ピタッと圧縮マスク"とは・・・？

長期保存、備蓄が可能

不織布マスク7枚をアルミ蒸着フィルムで真空圧縮しました。特殊真空パックにより品質劣化を抑制し、マスクを安心して保管・備蓄していただくことが可能です。

防災備蓄用途等には**最長5年間のメーカー品質保証**をお付けすることができます。(要お打合せ)

なお、品質保証期間内において万が一、マスク本体にカビや汚れなどが発生し、日常の使用に支障のある場合は未使用品と交換対応致します。



備蓄袋にも相性◎


スペース
約 $\frac{1}{3}$ 削減!



省スペース化を実現

感染症対策にマスクの備蓄が標準化する中、限られた空間の有効活用は重要なテーマです。(一般的な50枚入りマスクと比較し)保管・運搬スペースを約33%削減※しました。

※当社比



一部画像及びイラストはイメージです。

アルミ×真空がマスクをガード

特殊真空パックがカビや害虫からマスク本体を守り、埃や汚れなどが付着する心配もありません。また、アルミ蒸着フィルムが紫外線による劣化を抑制します。



高性能マスク

BFE99%以上(細菌ろ過効率)及びPFE99%以上(微粒子ろ過効率)の高性能フィルターを採用しています。ウイルスだけでなく、花粉やPM2.5対策にも有効です。各種試験データをご要望の際はお問い合わせください。

注)マスクは感染を完全に防ぐものではありません。

特許出願中 (PAT.P)※

長期保存の課題の一つに耳ひもの劣化が挙げられます。独自の真空圧縮方法により、素材の劣化によるひも切れを抑制します。

※「脱気密封された衛生マスク」として特許出願済み(2020.9.29)



耳ひも圧縮部分 拡大画像

各種サイズ

マスク	パック	小箱: 374121	大箱
	1P:7枚 質量:約41g	100P:計700枚 質量:約3.9kg	400P:計2800枚 質量:約16.9kg

性能試験データ一覧

《マスク》

・BFE99%以上の試験成績書 ・PFE99%以上の試験成績書

《アルミ蒸着フィルム》

・引張強さの試験報告書(JIS-K-7127) ・引裂強さの試験報告書(JIS-K-7128-3) ・ヒートシール強さの試験報告書(JIS-Z-0238)
 ・気体透過度の試験報告書(JIS-K-7126-1) ・透湿度の試験報告書(JIS-Z-0208)

一部画像及びイラストはイメージです。

商品名	長期備蓄用 ピタッと圧縮マスク 1パック7枚入り		
材質	不織布(3層)、アルミ蒸着フィルム、塩化ビニル(製品保護用中板)		
品質基準	BFE ≥ 99%、PFE ≥ 99%	大箱入数	400P:2800枚 (374121 × 4 ケース)

発注コード	入数		外装			価格
	パック	マスク	サイズ(H×W×D)	質量	形態	
374121	100P	700枚	220×400×225mm	約3.9kg	段ボール箱	OPEN

株式会社 **日本緑十字社**
<https://jgc-inc.co.jp>

大阪本社:〒550-0003 大阪市西区京町堀3丁目3番23号
 TEL.06-6441-3821(代) FAX.06-6441-2773
 東京支店:〒110-0005 東京都台東区上野7-9-15 アクシオビル7階
 TEL.03-5827-1541(代) FAX.03-5827-1545
 福岡営業所:〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田3丁目8-19 みなみビル201号室
 TEL.092-710-7677